

编号: YNH/AJ-15-33-2015

血细胞分析仪用清洗液 (HB-5D) 出厂检验报告

检验日期: 2022.07.19

试剂批号: 22207181

试剂规格: 1 L

设备信息:

仪器名称	全自动五分类血液分析仪	PH 计
仪器型号	HB7501	PHS-3C
仪器编号	H54KP001C	600408N0016120545

检验项目	要求	检验结果	结果判定	
外观检查	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	√	
净含量测定	不低于标示值。	1.05L	√	
pH 值测定	25±1℃时的 pH 值应为 7.60±0.5。	7.33	√	
空白值测定	WBC≤0.3×10 ⁹ /L。	1	0.0	√
		2	0.0	√
		3	0.0	√
		4	0.0	√
		5	0.0	√
	RBC≤0.03×10 ¹² /L。	1	0.00	√
		2	0.00	√
		3	0.00	√
		4	0.00	√
		5	0.00	√
	PLT≤20×10 ⁹ /L。	1	0	√
		2	0	√
		3	0	√
		4	0	√
		5	0	√
清洗率	清洗率大于 90%。	98.2%	合格	
结论	检验是否合格。			



检验人: 王群

复核人: 吴华星

批准人: 李树阳