

C3 血细胞分析仪用质控品（高值）靶值表

批号：2220808 规格：2ml
 生产日期：2220808 有效期至：2023-02-07

| 项目 | 单位 | PL 系列 | |
|-----|--------------------|-------|-----------|
| | | 均值 | 参考区间 |
| WBC | $\times 10^9/L$ | 16.7 | 14.2-19.2 |
| RBC | $\times 10^{12}/L$ | 5.28 | 4.86-5.70 |
| HGB | g/L | 126 | 116-136 |
| HCT | (%) | 47 | 43-51 |
| MCV | fL | 81 | 75-87 |
| PLT | $\times 10^9/L$ | 266 | 200-333 |

C3 血细胞分析仪用质控品（中值）靶值表

批号：2220808 规格：2ml
 生产日期：2220808 有效期至：2023-02-07

| 项目 | 单位 | PL 系列 | |
|-----|--------------------|-------|-----------|
| | | 均值 | 参考区间 |
| WBC | $\times 10^9/L$ | 6.8 | 5.8-7.8 |
| RBC | $\times 10^{12}/L$ | 4.12 | 3.79-4.45 |
| HGB | g/L | 96 | 88-104 |
| HCT | (%) | 31 | 29-33 |
| MCV | fL | 72 | 66-78 |
| PLT | $\times 10^9/L$ | 161 | 121-201 |

C3 血细胞分析仪用质控品（低值）靶值表

批号：2220808 规格：2ml
 生产日期：2220808 有效期至：2023-02-07

| 项目 | 单位 | PL 系列 | |
|-----|--------------------|-------|-----------|
| | | 均值 | 参考区间 |
| WBC | $\times 10^9/L$ | 3.1 | 2.6-3.6 |
| RBC | $\times 10^{12}/L$ | 1.68 | 1.55-1.81 |
| HGB | g/L | 52 | 48-56 |
| HCT | (%) | 21 | 19-23 |
| MCV | fL | 68 | 63-73 |
| PLT | $\times 10^9/L$ | 43 | 32-54 |