

编号: YNH/AJ-15-33-2015

## 血细胞分析仪用清洗液 (HB-5D) 出厂检验报告

检验日期: 2023.07.25

试剂批号: 22307241

试剂规格: 1 L

设备信息:

仪器名称	全自动五分类血液分析仪	PH 计
仪器型号	HB7501	PHS-3C
仪器编号	H54KP001C	600408N0016120545

检验项目	要求	检验结果	结果判定	
外观检查	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	√	
净含量测定	不低于标示值。	1.05L	√	
pH 值测定	25±1℃时的 pH 值应为 7.60±0.5。	检测温度: 25.4	√	
		7.39		
空白值测定	WBC ≤ 0.3 × 10 <sup>9</sup> /L。	1	0.0	√
		2	0.0	√
		3	0.0	√
		4	0.0	√
		5	0.0	√
	RBC ≤ 0.03 × 10 <sup>12</sup> /L。	1	0.00	√
		2	0.00	√
		3	0.00	√
		4	0.00	√
		5	0.00	√
	PLT ≤ 20 × 10 <sup>9</sup> /L。	1	0	√
		2	0	√
		3	0	√
		4	0	√
		5	0	√
清洗率	清洗率大于 90%。	98.7%	√	
结论	检验是否合格。	合格		



检验人: 王群

复核人: 王群

批准人: 葛双双