

【靶值单】

1. 型号: I 型
2. 规格: 1ml×2
3. 生产日期: 2023-07-17
4. 批号: 2230717N
5. 使用期限: 2026-07-16

项目	英文缩写	方法	单位	靶值	参考范围
钾	K	ISE	mmol/L	3.38	2.88-3.88
钠	Na	ISE	mmol/L	125	121-129
钙	Ca	偶氮肿III法	mmol/L	2.15	1.90-2.40
氯化物	Cl	硫氰酸汞法	mmol/L	88	84-92
无机磷	P	直接紫外法	mmol/L	1.15	1.03-1.27
碱性磷酸酶	AKP/ALP	AMP 法	U/L	112	90-134
肌酸激酶	CK	IFCC 法	U/L	126	101-151
γ-谷氨酰氨基转移酶	γ-GT/GGT	IFCC 法	U/L	48	38-58
天门冬氨酸氨基转移酶	AST/GOT	IFCC 法	U/L	80	64-96
丙氨酸氨基转移酶	ALT/GPT	IFCC 法	U/L	65	52-78
α-羟丁酸脱氢酶	α-HBDH	DGKC 法	U/L	168	134-202
α-淀粉酶	α-AMY	Gal-G2-α-CNP 法	U/L	85	68-102
乳酸脱氢酶	LDH	IFCC 法	U/L	195	156-234
总蛋白	TP	双缩脲法	g/L	50.1	45.1-55.1
白蛋白	ALB	溴甲酚绿法	g/L	32.9	29.6-36.2
总胆红素	TBILI	重氮法	μmol/L	47.2	37.8-56.6
总胆红素	TBILI	钒酸氧化法	μmol/L	48.2	38.6-57.8
直接胆红素	DBILI	重氮法	μmol/L	21.5	17.2-25.8
直接胆红素	DBILI	钒酸氧化法	μmol/L	20.6	16.5-24.7
肌酐	Crea	肌氨酸氧化酶法	μmol/L	145	123-167
葡萄糖	GLU	GOD-PAP 法	mmol/L	5.70	5.13-6.27
尿素	Urea	酶学速率法	mmol/L	7.55	6.80-8.31
尿酸	UA	Uricase-PAP 法	μmol/L	205	170-240
总胆固醇	CHO	CHOD-PAP 法	mmol/L	3.03	2.73-3.33
甘油三酯	TG	GPO-PAP 法	mmol/L	0.95	0.76-1.14
总胆汁酸	TBA	酶循环法	μmol/L	30.0	24.0-36.0