

【靶值单】

1. 型号: I 型
2. 规格: 3ml×2
3. 生产日期: 2023-04-17
4. 批号: 2230417N
5. 使用期限: 2026-04-16

项目	英文缩写	方法	单位	靶值	参考范围
钾	K	ISE	mmol/L	3.75	3.25-4.25
钠	Na	ISE	mmol/L	129	125-133
钙	Ca	偶氮肿III法	mmol/L	2.12	1.87-2.37
氯化物	Cl	硫氰酸汞法	mmol/L	92	87-97
无机磷	P	直接紫外法	mmol/L	1.66	1.48-1.84
碱性磷酸酶	AKP/ALP	AMP 法	U/L	95	76-114
肌酸激酶	CK	IFCC 法	U/L	133	106-160
γ-谷氨酰氨基转移酶	γ-GT/GGT	IFCC 法	U/L	58	46-70
天门冬氨酸氨基转移酶	AST/GOT	IFCC 法	U/L	58	46-70
丙氨酸氨基转移酶	ALT/GPT	IFCC 法	U/L	40	32-48
α-羟丁酸脱氢酶	α-HBDH	DGKC 法	U/L	158	126-190
α-淀粉酶	α-AMY	Gal-G2-α-CNP 法	U/L	83	66-100
乳酸脱氢酶	LDH	IFCC 法	U/L	178	142-214
总蛋白	TP	双缩脲法	g/L	55.4	49.7-60.9
白蛋白	ALB	溴甲酚绿法	g/L	41.9	37.7-46.1
总胆红素	TBILI	重氮法	μmol/L	39.0	31.2-46.8
总胆红素	TBILI	钒酸氧化法	μmol/L	38.2	30.6-45.8
直接胆红素	DBILI	重氮法	μmol/L	16.5	13.2-19.8
直接胆红素	DBILI	钒酸氧化法	μmol/L	18.5	14.8-22.2
肌酐	Crea	肌氨酸氧化酶法	μmol/L	165	140-190
葡萄糖	GLU	GOD-PAP 法	mmol/L	5.70	5.13-6.27
尿素	Urea	酶学速率法	mmol/L	6.75	6.08-7.43
尿酸	UA	Uricase-PAP 法	μmol/L	248	206-290
总胆固醇	CHO	CHOD-PAP 法	mmol/L	3.53	3.18-3.88
甘油三酯	TG	GPO-PAP 法	mmol/L	1.45	1.16-1.74
总胆汁酸	TBA	酶循环法	μmol/L	31.0	24.8-37.2