

【靶值单】

1. 型号: I 型
2. 规格: 5ml×2
3. 生产日期: 2023-12-12
4. 批号: 2231212N
5. 使用期限: 2026-12-11

项目	英文缩写	方法	单位	靶值	参考范围
钾	K	ISE	mmol/L	3.15	2.65-3.65
钠	Na	ISE	mmol/L	128	124-132
钙	Ca	偶氮胂Ⅲ法	mmol/L	2.02	1.77-2.27
氯化物	Cl	硫氰酸汞法	mmol/L	92	87-97
无机磷	P	直接紫外法	mmol/L	1.32	1.18-1.46
碱性磷酸酶	AKP/ALP	AMP 法	U/L	93	74-112
肌酸激酶	CK	IFCC 法	U/L	130	104-156
γ-谷氨酰氨基转移酶	γ-GT/GGT	IFCC 法	U/L	59	47-71
天门冬氨酸氨基转移酶	AST/GOT	IFCC 法	U/L	58	46-70
丙氨酸氨基转移酶	ALT/GPT	IFCC 法	U/L	63	50-76
α-羟丁酸脱氢酶	α-HBDH	DGKC 法	U/L	130	104-156
α-淀粉酶	α-AMY	Gal-G2-α-CNP 法	U/L	93	74-112
乳酸脱氢酶	LDH	IFCC 法	U/L	151	121-181
总蛋白	TP	双缩脲法	g/L	59.5	53.6-65.5
白蛋白	ALB	溴甲酚绿法	g/L	44.6	40.1-49.1
总胆红素	TBILI	重氮法	μmol/L	35.7	28.6-42.8
总胆红素	TBILI	钒酸氧化法	μmol/L	38.8	31.0-46.6
直接胆红素	DBILI	重氮法	μmol/L	15.2	12.0-18.2
直接胆红素	DBILI	钒酸氧化法	μmol/L	19.6	15.7-23.5
肌酐	Crea	肌氨酸氧化酶法	μmol/L	105	89-121
葡萄糖	GLU	GOD-PAP 法	mmol/L	5.95	5.35-6.55
尿素	Urea	酶学速率法	mmol/L	7.55	6.79-8.31
尿酸	UA	Uricase-PAP 法	μmol/L	254	211-297
总胆固醇	CHO	CHOD-PAP 法	mmol/L	3.00	2.70-3.30
甘油三酯	TG	GPO-PAP 法	mmol/L	1.68	1.34-2.02
总胆汁酸	TBA	酶循环法	μmol/L	27.5	22.0-33.0