

尿素检测试剂盒出厂检验报告 (酶偶联监测法)

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏械注准 20182401599

检验日期: 2024-04-29

试剂盒批号: 2240426

生化仪机型: DS-401

生化仪编号: DS1KS001

紫外可见分光光度计型号: L5

紫外可见分光光度计编号: 077015020215050006

试剂盒规格:

型号	规格	型号	规格
100ml (30)	R1: 20ml×4 R2: 5ml×4 STD: 2 ml×1	300ml(50)	R1: 60ml×4 R2: 15ml×4 STD: 2 ml×1
160ml (40)	R1: 32ml×4 R2: 8ml×4 STD: 2 ml×1		

	制造商	批号	有效期至	靶值	范围 (2SD)
校准品	Sinnowa 自制	2240426	2025-04-25	7.14mmol/l	
有证参考物质	中国食品药品检定研究院	360012	/	5.68 mmol/l	
质控品水平 1	Randox hum asy control 2	1606UN	2026-05	7.43mmol/l	6.32-8.54 mmol/l
质控品水平 2	Randox hum asy control 3	1309UE	2026-10	20.0mmol/l	17.0-23.0 mmol/l

检验项目	要求	结果		判定	
外观检查	R1 与 R2 均为无色透明液体, 无悬浮物及沉淀物。	符合要求		√	
装量测定	不低于标示值。	30	R1	/	
			R2	/	
		40	R1	32.6ml	√
			R2	9.4ml	√
		50	R1	/	
			R2	/	
		STD	2.1ml	√	
空白吸光度测定	在 340nm 处, 光径 1cm 时, 空白吸光度 $A \geq 1.000$ 。	2.6792		√	
空白吸光度变化率测定	在 340nm 处, 光径 1cm 时, $\Delta A/\text{min} \leq 0.02$ 。	0.0018		√	
分析灵敏度测定	在 340nm 处, 光径 1cm 时, 测量 1mmol/L 的尿素时, 吸光度变化 $\Delta A_{\text{mmol/L}} \geq 0.02$ 。	0.045		√	
准确度测定	相对偏差 $\leq \pm 15\%$ 。	3.70%		√	
重复性测定	重复性 $CV \leq 5\%$ 。	水平 1	0.71%	√	
		水平 2	1.29%		
	批间差 $R \leq 10\%$ 。	/			
线性测定	在试剂测量范围内, 线性相关系数 r 应不小于 0.9900。	0.9997		√	
	[0.9-4.0]mmol/L 范围内, 线性绝对偏差不超过 $\pm 0.4 \text{ mmol/L}$; (4.0-35.7]mmol/L 范围内, 线性相对偏差不超过 $\pm 10\%$ 。	浓度 1	0.64%	√	
		浓度 2	3.22%		
		浓度 3	2.81%		
		浓度 4	0.01mmol/L		
		浓度 5	0.11mmol/L		
标准液外观检查	无色透明液体。	符合要求		√	
标准液正确度测定	量值溯源的正确度应符合 $ E_n \leq 1$	0.14		√	
标准液均一性测定	瓶内: $CV \leq 5\%$ 。	0.33%		√	
	瓶间: $CV \leq 5\%$ 。	0.44%			
结论	检验是否合格。	合格			



检验人: 张林

复核人: 张林

质量管理部负责人/批准人: 张林