

## 血小板分析仪专用质控品（低值）靶值表

批号：2240819 规格：2ml

生产日期：2024-08-19 有效期至：2025-02-18

项目	单位	PL 系列	
		均值	参考区间
PLT	$\times 10^9/L$	70	55-85
MPV	fL	10.70	7.49-13.91
RBC	$\times 10^{12}/L$	1.47	1.27-1.67
MCV	fL	85	60-111

## 血小板分析仪专用质控品（中值）靶值表

批号：2240819 规格：2ml

生产日期：2024-08-19 有效期至：2025-02-18

项目	单位	PL 系列	
		均值	参考区间
PLT	$\times 10^9/L$	209	167-251
MPV	fL	9.47	6.63-12.32
RBC	$\times 10^{12}/L$	1.95	1.56-2.34
MCV	fL	82	58-107

## 血小板分析仪专用质控品（高值）靶值表

批号：2240819 规格：2ml

生产日期：2024-08-19 有效期至：2025-02-18

项目	单位	PL 系列	
		均值	参考区间
PLT	$\times 10^9/L$	347	278-416
MPV	fL	9.37	6.56-12.18
RBC	$\times 10^{12}/L$	2.74	2.19-3.29
MCV	fL	82	57-107