

血小板分析仪专用质控品（低值）靶值表

批号：2250106 规格：2ml

生产日期：2025-01-06 有效期至：2025-07-05

项目	单位	PL 系列	
		均值	参考区间
PLT	$\times 10^9/L$	85	70-100
MPV	fL	9.15	6.40-11.89
RBC	$\times 10^{12}/L$	1.68	1.48-1.88
MCV	fL	77	54-101

血小板分析仪专用质控品（中值）靶值表

批号：2250106 规格：2ml

生产日期：2025-01-06 有效期至：2025-07-05

项目	单位	PL 系列	
		均值	参考区间
PLT	$\times 10^9/L$	218	175-262
MPV	fL	8.60	6.02-11.19
RBC	$\times 10^{12}/L$	2.01	1.61-2.41
MCV	fL	77	54-100

血小板分析仪专用质控品（高值）靶值表

批号：2250106 规格：2ml

生产日期：2025-01-06 有效期至：2025-07-05

项目	单位	PL 系列	
		均值	参考区间
PLT	$\times 10^9/L$	367	294-441
MPV	fL	8.57	6.00-11.14
RBC	$\times 10^{12}/L$	2.81	2.25-3.37
MCV	fL	79	55-102